

Brugervejledning



Sikker brug af ilt

Ilt er en farveløs og lugtfri luftart, som hverken kan ses eller smages. Ilt er i sig selv ikke brændbar, men luftarten er stærkt brandnærende.

Når iltindholdet i luften stiger, øges brandrisikoen og det er derfor nødvendigt at kende de risici, som er forbundet med brugen af ilt.

For at du kan føle dig tryk ved at bruge din ilt, har vi beskrevet de ting du skal være opmærksom på.



Vær opmærksom på

Ryging forbudt

Ryging er **IKKE TILLADT** i rum, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes. Ilt udgør en brandfare og røg ødelægger ilt-udstyret.

Sikkerhedsafstand Hold min. 2 meters afstand fra dig selv og hen til åben ild som f.eks. cigaretter, lys, brændeovn o. lign.

Ilt-briller Læg aldrig en ilt-brille fra dig uden at slukke for ilt-udstyret.

Når ilten ikke er i brug Sluk for ilten når du ikke bruger den, for at undgå at berige sengetøj, tæpper o. lign. med ilt.

Følg lægens ordination Ilt er en medicinsk behandling og som med al anden medicin, skal du følge lægens anvisning.



Brugervejledninger

Læs brugervejledningerne grundigt igennem, så du ved hvordan dit ilt-udstyr virker.

Værktøj

Brug aldrig værktøj på ilt-udstyret og forsøg aldrig selv at reparere det. Er der noget galt med udstyret, så ring til os.

Brug aldrig olie

Smør aldrig udstyret med olie, da olie og ilt sammen udgør en risiko.

Bærbart udstyr

Bærbart ilt-udstyr skal bæres i den taske, der er konstrueret og udleveret specielt til formålet.

Adgang til ilten

Opbevar ilt-udstyret forsvarligt og røgfrit. Uvedkommende personer må ikke have adgang til udstyret.

Antal ilt-flasker hjemme

Begræns antallet af ilt-flasker i hjemmet til et minimum.

Ansigts- og håndcreme

Når du køber cremer til ansigt og hænder, så bed om produkter der er egnede til brug sammen med medicinsk ilt.

Tørre slimhinder

Tørre slimhinder kan afhjælpes med næsespray, Spørg på apoteket efter produkter uden olie og fedt.

Ventilation

Sørg for god og røgfri ventilation hvor du bruger ilten og tildæk aldrig ilt-udstyret.

Spørgsmål

Er du i tvivl om brugen af ilt, så ring til VitalAire.



Brugervejledning

VitalAire A/S
Høje Taastrupvej 42, 2630 Taastrup

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Telefon 44 92 35 44

Sikkerhedsfolder

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du sikkert og trygt bruger ilt.
Er du stadig i tvivl om brugen af ilt, anbefales du at kontakte os.



VitalAire under AirLiquide Gruppen, er med sine 6.000 ansatte over hele verden, repræsenteret indenfor Homecare, medicinske gasser, medicinsk hygiejne samt indenfor farmaceutiske og kosmetiske hjælpestoffer.